



T.C

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Visual Programming

Hastane Otomasyon Sistemi

Büşra Kartal

2017010205027

Bilgisayar Mühendisliği

Fatmanur Gebeşoğlu

1810205049

Bilgisayar Mühendisliği

HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ

Kullanılan Uygulama Versiyonları

- Visual Studio 2019 sürüm 16.10.0
- Microsoft Access 2000

Projenin Amacı

Hastane yöneticileri, doktorlar ve hastalar için oluşturulmuş bir otomasyon sistemidir. Hasta, doktor bilgilerini tutan, hasta talep ve şikayetlerini tutan, hastaların kendileri için randevu almalarına kadar birçok işlevi içerisinde barındıran bir uygulama.

Projenin Hedef Kitlesi

Başta hastanede çalışan doktor, yönetici ve hastalar da dahil olmak üzere hastane sistemiyle işi olan herkesi kapsamaktadır.

Şifreler

Tüm bölümlerin giriş yaparken kullandığı T.C ve şifreleri veri tabanında kayıtlıdır.

KABULLER

Not: Hastane randevu sistemimiz 1 Hastane olarak belirlenmiştir.

Yönetici:

- Bir yönetici kendi bilgilerini görebilir.
- Bir yönetici kayıtlı tüm doktor, hasta ve randevuları görebilir.
- Bir yönetici istediği doktor, hasta ya da randevuyu sorgulayıp silebilir.
- Bir yönetici hastalardan gelen talep ve şikayetleri görebilir.
- Bir yönetici kan grubu grafiğini görebilir.

Doktor:

- Bir doktor kendi bilgilerini görebilir.
- Bir doktorun gün içinde en fazla 16 hastası olabilir.
- Bir doktor sadece bir bölüme kayıtlı olabilir.
- Doktorda hasta olabilir.
- Doktor kendi randevularını sorgulayıp, silebilir.

Hasta:

- Bir hasta kendi bilgilerini görebilir.
- Bir hasta kaydolduktan sonra istediği tarihi ve saate randevu alabilir.
- Bir hasta kendi randevularını sorgulayabilir ve silebilir.


Kaydol:

- Bir doktor ve bir hasta istenilen bilgilerini girerek sisteme kaydolabilir.
- Bir hasta ya da doktor kaydolduktan sonra sisteme giriş yapabilir.

İletişim:

- Bir hasta ya da doktor talep ve şikâyetle bulunabilir.
- İletişim formundan düşen talep/şikayetleri yönetici görebilir.

ER DİYAGRAMI



TABLolar

Yönetici Tablo:

YoneticiTablo							
	Kimlik	yisim	ysoyisim	yeposta	ysifre	ytic	EklemeK İçin Tıklayın
	1	yonetici	yonetici	yonetici@gmail.com	12345	11111111111	
	2	a	a	a	123	22222222222	
	3	Cihan	Akarpınar	CihanAkarpınar@gmail.com	12345	46766634231	
*	Yeni						

Doktor Tablo:

DoktorTablo									
	d_id	disim	dsoyisim	dtelefon	dmail	dtc	dbrans	dsifre	Ekleme İçin Tıklayın
	1	Atahan	Adanır	5645553212	AtahanAdanır@gmail.com	67425974367	Çocuk Hastalıkları	12345	
	2	Hacı Mehmet	Adıgüzel	5425448765	HacıAdıguzel@gmail.com	45623491253	Kardioloji	12345	
	3	Şennur	Ağnar	5124445394	SennurAgnar@gmail.com	53251370321	Genel Cerrahi	12345	
	4	Özde	Baydar	5324532433	OzdeBaydar@gmail.com	86452973654	Diş Hekimliği	12345	
	5	Ahmet Yasin	Çark	5382223498	AhmetÇark@gmail.com	53782156012	Beyin ve Sinir Cerrahisi	12345	
	6	Ezgin	Dallı	5436755478	EzginDalli@gmail.com	32563478190	Nöroloji	12345	
	7	Birsen	Dursun	5424378754	BirsenDursun@gmail.com	76901204687	İç Hastalıkları	12345	
	8	Selman	Erten	5382356776	SelmanErten@gmail.com	46723450912	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	12345	
	9	Melike	Göksoy	5438910803	MelikeGoksoy@gmail.com	52385420132	Göz Hastalıkları	12345	
	10	Elif	Kapsız	5442224951	ElifKapsiz@gmail.com	65332875309	Enfeksiyon Hastalıkları	12345	
	11	Mustafa	Karakan	5439045468	MustafaKarakan@gmail.com	46538742401	Üroloji	12345	
	12	Ceyhun	Kul	5893320907	CeyhunKul@gmail.com	62819046311	Kulak Burun Boğaz Hastalıkları	12345	
	13	Selma	Mumcu	5432895432	SelmaMumcu@gmail.com	43863190374	Kadın Hastalıkları ve Doğum	12345	
	14	Türkan	Oduncu	5483210059	TurkanOduncu@gmail.com	54235894760	Kalp ve Damar Cerrahisi	12345	
	15	Talip	Öz	5630921473	TalipOz@gmail.com	87323900413	Deri ve Zührevi Hastalıkları	12345	
	16	Aysel	Samancı	5443678903	AyselSamanci@gmail.com	53809217432	Göğüs Hastalıkları	12345	
	17	Firuz	Tekin	5042158302	FiruzTekin@gmail.com	42901783216	Diş Hekimliği	12345	
	18	Umut Salih	Tokali	5390541267	UmutTokali@gmail.com	38927190932	Beyin ve Sinir Cerrahisi	12345	
	19	Muhammed	Yapar	5210983891	MuhammedYapar@gmail.com	87321901831	Çocuk Hastalıkları	12345	
	20	Ayşe Melisa	Atan	5438903267	AyseAtan@gmail.com	98421704328	Deri ve Zührevi Hastalıkları	12345	
	21	Murat Sinan	Ayaz	5792780027	MuratAyaz@gmail.com	98320013847	Enfeksiyon Hastalıkları	12345	
	22	Zeynep	Bahtıyar	5427903264	ZeynepBahtiyar@gmail.com	63216629709	Genel Cerrahi	12345	
	23	Yüksel	Balci	5095379864	YukselBalci@gmail.com	49809742274	Göğüs Hastalıkları	12345	
	24	Bensu	Çakan	5321678943	BensuCakan@gmail.com	98421247002	Göz Hastalıkları	12345	
	25	Aydın	Çini	5940328441	AydinCini@gmail.com	94726428738	İç Hastalıkları	12345	
	26	Mert	Dayioğlu	5702845812	MertDayioglu@gmail.com	23485702348	Kadın Hastalıkları ve Doğum	12345	
	27	Osman	Diri	5932574001	OsmanDiri@gmail.com	28742109834	Kalp ve Damar Cerrahisi	12345	
	27	Osman	Diri	5932574001	OsmanDiri@gmail.com	28742109834	Kalp ve Damar Cerrahisi	12345	
	28	Zehra	Duymuş	5234862738	ZehraDuymus@gmail.com	58709337741	Kardioloji	12345	
	29	Fidan	Balci	5290185742	FidanBalci@gmail.com	52349987519	Kulak Burun Boğaz Hastalıkları	12345	
	30	Ahmet	Erbay	5892144735	AhmetErbay@gmail.com	49851093845	Nöroloji	12345	
	31	Nadire	Erkuş	5402377001	NadireErkus@gmail.com	30485192304	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	12345	
	32	Faik	Ezber	5498217422	FaikEzber@gmail.com	73281283452	Üroloji	12345	
	33	Fatih	Garip	5442219013	FatihGarip@gmail.com	49276290923	Diş Hekimliği	12345	
	34	Kerem	Göçmen	5983265472	KeremGocmen@gmail.com	12901348101	Beyin ve Sinir Cerrahisi	12345	
	35	Meltem	Gülkan	5489238477	MeltemGulkan@gmail.com	98321094212	Çocuk Hastalıkları	12345	
	36	Fahri	Güven	5079328137	FahriGuyen@gmail.com	93271374532	Deri ve Zührevi Hastalıkları	12345	
	37	Ramazan	Hilal	5358329572	RamazanHilal@gmail.com	48729473744	Enfeksiyon Hastalıkları	12345	
	38	Sude	Kanmaz	5432905432	SudeKanzmaz@gmail.com	94272724421	Genel Cerrahi	12345	
	39	Haluk	Karadağ	5338533213	HalukKaradag@gmail.com	84213138452	Göğüs Hastalıkları	12345	
	40	Hayriye	Kayalı	5390218742	HayriyeKayali@gmail.com	42827289092	Göz Hastalıkları	12345	
	41	Hatice	Kızıl	5429841784	HaticeKizil@gmail.com	88322138742	İç Hastalıkları	12345	
	42	Özge	Masaracı	5390213845	OzgeMasarici@gmail.com	49583729024	Kadın Hastalıkları ve Doğum	12345	
	43	Tuba	Önen	5352356790	TubaOnen@gmail.com	94272492475	Kalp ve Damar Cerrahisi	12345	
	44	Aysel	Paksoy	5392384139	AyselPaksoy@gmail.com	97247247292	Kardioloji	12345	
	45	Şaban	Pehlivan	5475342975	SabanPehlivan@gmail.com	43467475890	Kulak Burun Boğaz Hastalıkları	12345	
	46	Kevser	Rauf	5539852045	KevserRauf@gmail.com	68246282134	Nöroloji	12345	
	47	Mina	Saygın	5553467910	MinaSaygin@gmail.com	51359003345	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	12345	
	48	Abdullah	Seyfi	5938422245	AbdullahSeyfi@gmail.com	30884242456	Üroloji	12345	
	49	Emine	Akca	(543) 984-2358	EmineAkca@gmail.com	28429220348	Diş Hekimliği	12345	
*	Yeni								

Hasta Tablo:

h_id	hadi	hsoyadi	hbabaadi	hanneadi	hmail	hcinsiyet	hkan	hdyeri	htc	hdtarihi	hceyno	hp
25	Mazlum	Altan	Hasan	Emine	MazlumAltan@gmail.com	Erkek	B R+	Diyarbakır	75433289064	08.04.1976	(543) 689-6443	1234
26	Elif	Altın	Hikmet	Ayşe	ElifAltın@gmail.com	Kadın	AB R-	Edirne	54369986542	28.05.1999	(508) 764-2688	1234
27	Nebahat	Arat	Zeki	Hayriye	NebahatArat@gmail.com	Erkek	B R-	Karabük	86544533678	04.10.1985	(537) 565-4868	1234
28	Mustafa	Asil	Murat	Sena	MustafaAsil@gmail.com	Erkek	O R-	Malatya	64326890664	21.05.1994	(543) 268-9544	1234
29	Gökay	Pırılı	Ali	Emine	GökayPırılı@gmail.com	Erkek	A R+	Hatay	75426675769	29.04.1988	(564) 566-5868	1234
30	Özgün	Batar	Hasan	Melek	ÖzgünBatar@gmail.com	Erkek	B R+	Gaziantep	56564788658	09.11.1975	(566) 443-2434	1234
31	Safa	Baykan	Remzi	Ayla	SafaBaykan@gmail.com	Erkek	AB R-	Mardin	76543231489	28.01.1977	(532) 567-6554	1234
32	Berfin	Bent	Remzi	Bilgir	BerfinBent@gmail.com	Kadın	AB R-	Kilis	65636888654	30.07.1999	(586) 436-4436	1234
33	Emre	Boylu	Can	Selma	EmreBoylu@gmail.com	Erkek	A R-	Batman	67546363088	17.04.1996	(533) 898-9868	1234
34	Özer	Coşan	Mehmet	Filiz	ÖzerCoşan@gmail.com	Erkek	B R+	Artvin	75300547475	24.06.1994	(532) 513-4353	1234
35	Gönül	Özen	Muhammed	Öznur	GönülÖzen@gmail.com	Kadın	AB R-	Adıyaman	75423146868	05.12.1984	(543) 676-8975	1234
36	Esat	Dağbağ	Mehmet	Derya	EsatDağbağ@gmail.com	Erkek	AB R-	Osmaniye	44679976435	12.02.1987	(586) 575-6460	1234
37	Samet	Devrim	Hüsnu	Salih	SametDevrim@gmail.com	Erkek	A R+	Kastamonu	53575475646	28.10.1990	(545) 326-8787	1234
38	Ziya	Dudu	Cem	Nadire	ZiyaDudu@gmail.com	Erkek	AB R+	İğdır	97810098876	24.97.1980	(564) 854-3536	1234
39	İsmail	Erten	İrfan	Menekşe	İsmailErten@gmail.com	Erkek	B R-	Niğde	67413546657	30.09.1989	(578) 658-5476	1234
40	Nergiz	Girgin	Mehmetali	Yeşim	NergizGirgin@gmail.com	Kadın	O R+	Düzce	87542570987	12.05.1995	(509) 425-4536	1234
41	Gülşen	Hancı	Boran	Emine	GülşenHancı@gmail.com	Kadın	O R+	Van	87573254256	12.06.1988	(545) 634-2536	1234
42	Furkan	İnal	Halid	Sema	Furkanİnal@gmail.com	Erkek	B R+	Nevşehir	24542643464	12.12.2000	(534) 546-3210	1234
43	Haluk	Karadalan	Ahmet	Gül	HalukKaradalan@gmail.com	Erkek	B R+	Burdur	84653425558	22.06.1999	(575) 476-8854	1234
44	Cemile	Kutay	Behin	Gülçe	CemileKutay@gmail.com	Kadın	A R-	Aksaray	87644366579	29.10.1992	(586) 647-6675	1234
45	Yiğithan	Koçsoy	Yusuf	Selma	YiğithanKoçsoy@gmail.com	Erkek	B R+	Tokat	13353653632	13.08.1976	(578) 868-9687	1234
46	Dilara	Taç	Ali	Pınar	DilaraTaç@gmail.com	Kadın	B R+	Ankara	75534467878	30.01.1983	(586) 647-6957	1234
47	Ahmet	Tanrıkulu	Numan	Ebru	AhmetTanrıkulu@gmail.com	Erkek	AB R+	Bartın	42942742969	22.12.1996	(565) 345-6566	1234
48	Tuğbanur	Tercan	Atalay	Sabiha	TuğbanurTercan@gmail.com	Kadın	AB R-	Elazığ	42872462852	21.04.2005	(546) 476-534	1234
49	Ecenur	Toptan	Baysal	Salih	EcenurToptan@gmail.com	Kadın	B R+	İsparta	53563574668	18.03.2003	(537) 474-6463	1234
50	Neslihan	Uçar	Engin	Mebruke	NeslihanUçar@gmail.com	Kadın	A R-	Muş	67646768268	20.08.1994	(575) 353-5790	1234
51	Bedriye	Usta	Ulğur	Zehra	BedriyeUsta@gmail.com	Kadın	B R-	Giresun	75744368890	17.02.1980	(576) 574-7422	1234
52	Taner	Yeşilova	Sadri	Buse	TanerYeşilova@gmail.com	Erkek	A R+	Bayburt	78325658070	08.08.1992	(575) 635-3575	1234
53	Zarife	Yürükgil	Tahsin	Gülümse	ZarifeYürükgil@gmail.com	Kadın	O R+	Kütahya	64657564245	07.07.1970	(567) 463-5636	1234
54	Siddika	Uzun	Kemal	Ahu	SiddikaUzun@gmail.com	Kadın	B R-	Ordu	53653745768	04.04.1967	(575) 768-7980	1234
55	Hatice	Mert	Muhammed	Gülşen	HaticeMert@gmail.com	Kadın	AB R-	Bitlis	97757564546	05.05.1992	(578) 758-5959	1234
56	Yakup	Salih	İsmail	Güzin	YakupSalih@gmail.com	Erkek	B R+	Zonguldak	78732113300	03.03.1976	(562) 144-5678	1234
57	Kardelen	Şeref	Yunus	Seher	KardelenŞeref@gmail.com	Kadın	O R+	Denizli	35346576799	02.02.1990	(578) 858-4432	1234
58	Aslıcan	Özen	Abbas	Süreyya	AslıcanÖzen@gmail.com	Kadın	AB R-	Hakkâri	98887445342	28.03.1999	(567) 689-9732	1234
59	Cengizhan	Sobacı	Akif	Rabia	CengizhanSobacı@gmail.com	Erkek	AB R-	Çorum	45647458688	09.09.2000	(556) 856-7644	1234
* Yeni												

Randevu Tablo:

Kimlik	rtc	rdoktor	rbolum	rtarih	rsaat	Ekleme İçin Tıklayın
26	42872462852	Kerem Göçmen	Beyin ve Sinir Cerrahisi	23 Aralık 2021 Perşembe	10:30	
27	42872462852	Mert Dayıoğlu	Kadın Hastalıkları ve Doğ	24 Aralık 2021 Cuma	13:30	
28	75433289064	Selman Erten	Ruh Sağlığı ve Hastalıklar	19 Aralık 2021 Pazar	13:30	
29	75433289064	Selman Erten	Göz Hastalıkları	30 Aralık 2021 Perşembe	15:00	
30	75433289064	Hacı Mehmet Adıgüçü	Kardiyoloji	31 Aralık 2021 Cuma	15:30	
31	75433289064	Abdullah Seyfi	Üroloji	21 Aralık 2021 Salı	09:30	
32	75433289064	Fahri Güven	Deri ve Zührevi Hastalıklar	20 Aralık 2021 Pazartesi	08:30	
33	54369986542	Selma Mumcu	Kadın Hastalıkları ve Doğ	20 Aralık 2021 Pazartesi	13:30	
34	54369986542	Zeynep Bahtıyar	Genel Cerrahi	22 Aralık 2021 Çarşamba	15:00	
35	54369986542	Ahmet Erbay	Nöroloji	9 Ocak 2022 Pazar	15:30	
36	54369986542	Emine Akca	Diş Hekimliği	12 Ocak 2022 Çarşamba	16:00	
37	54369986542	Mina Saygın	Ruh Sağlığı ve Hastalıklar	10 Şubat 2022 Perşembe	14:30	
38	86544533678	Umut Salih Tokalı	Beyin ve Sinir Cerrahisi	29 Aralık 2021 Çarşamba	08:00	
39	86544533678	Yüksel Balcı	Göğüs Hastalıkları	30 Aralık 2021 Perşembe	08:30	
40	86544533678	Fidan Balcı	Kulak Burun Boğaz Hasta	31 Aralık 2021 Cuma	15:30	
41	64326890664	Osman Dirî	Kalp ve Damar Cerrahisi	30 Aralık 2021 Perşembe	09:30	
42	64326890664	Mina Saygın	Ruh Sağlığı ve Hastalıklar	30 Aralık 2021 Perşembe	11:00	
43	64326890664	Aydın Çini	İç Hastalıkları	23 Aralık 2021 Perşembe	13:00	
44	64326890664	Mustafa Karakan	Üroloji	24 Aralık 2021 Cuma	15:30	
45	75426675769	Murat Sinan Ayaz	Enfeksiyon Hastalıkları	24 Aralık 2021 Cuma	14:30	
46	75426675769	Nadire Erkuş	Ruh Sağlığı ve Hastalıklar	1 Ocak 2022 Cumartesi	15:00	
47	75426675769	Bensu Çakan	Göz Hastalıkları	1 Ocak 2022 Cumartesi	10:00	
48	56564788658	Meltem Gülkan	Çocuk Hastalıkları	25 Ocak 2022 Salı	13:00	
49	56564788658	Özde Baydar	Diş Hekimliği	28 Aralık 2021 Salı	16:30	
50	56564788658	Hayriye Kayalı	Göz Hastalıkları	29 Aralık 2021 Çarşamba	11:00	
51	76543231489	Mustafa Karakan	Üroloji	1 Ocak 2022 Cumartesi	15:00	
52	76543231489	Ahmet Yasin Çark	Beyin ve Sinir Cerrahisi	27 Ocak 2022 Perşembe	14:30	

İletişim Tablo:

Kimlik	iad	isoyad	imail	italep	Ekleme İçin Tıklayın
1	Buse	Doğan	busra@gmail.com	Çok kullanışlı bir randevu sistemi :)	
13	Mehmet	Kar	mehmet123@gmail.com	İç hastalıklar doktorundan şikayetçiyim.	
14	Oğuz	Bey	ogbey@gmail.com	Bu otomasyon sayesinde kısa sürede randevum	
15	Fatma	Turna	fatma@gmail.com	Sistem çöp gibi....	
16	Engin	Enginoğlu	eoglu@gmail.com	:)	
17	Fikret	Su	su@gmail.com	deneme123	
18	Ayşe	Aydın	ayse12345@gmail.com	Sisteme giriş yapıyorum. Yardımcı olursanız sevi	
19	Merve	Toptaş	toptas@gmail.com	Sistemi yapandan Allah razı olsun shdfsjhds	
* Yeni					

HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ SENARYOSU

- Hastane otomasyon sistemi giriş sayfasında yönetici, doktor ve hasta giriş butonları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hasta ve doktor kaydı için “Kaydol” butonu bulunmaktadır. Sistemi kullanan her kişi içinde talep ve şikayetlerini bildirebilecekleri “İletişim” butonu bulunmaktadır.

Giriş

Hastane Otomasyon Sistemi
HOŞGELDİNİZ

19 Aralık 2021 Pazar20:10:27

Yönetici Girişi

Doktor Girişi

Hasta Girişi

Kaydol

İletişim

- Yönetici kendi giriş penceresinden E-Posta ve şifre yazarak sisteme giriş yapabilir.

Giriş

Hastane Otomasyon Sistemi
HOŞGELDİNİZ

19 Aralık 2021 Pazar 20:10:54

Yönetici Girişi

Doktor Girişi

Hasta Girişi

Kaydol

İletişim

Yönetici Giriş Bilgileri

E-Posta:

Şifre: ☐ Göster

Giriş

- Yönetici panelinde Bilgilerim, Doktorlar, Hastalar, Kan grafiği görme, İletişim ve Çıkış butonları bulunmaktadır.

Form1

Yönetici Paneli

19 Aralık 2021 Pazar 20:11:19

Bilgilerim

Doktorlar

Hastalar

Kan Grafiği

İletişim

Çıkış Yap

- Yönetici bilgi butonundan giriş yapınca yönetici kendi T.C. bilgisi ile bilgilerini sorgulayabilir.

Form1

Yönetici Bilgileri

19 Aralık 2021 Pazar 20:13:20

TC:

- Yönetici, doktor butonundan hastanedeki tüm doktorların bilgilerini görebilir. Eğer isterse herhangi bir doktorun bilgilerini de silebilir.

yondoktorlar

Doktor Bilgileri

19 Aralık 2021 Pazar 20:13:53

ID	Adı	Soyadı	Telefon	Mail	TC	Brans
1	Atahan	Adanır	5645553212	AtahanAdan...	67425974367	Çocuk Hast...
2	Hacı Mehmet	Adıgüzel	5425448765	HaciAdiguze...	45623491253	Kardiyoloji
3	Şennur	Ağnar	5124445394	SennurAğna...	53251370321	Genel Cerrahi
4	Özde	Baydar	5324532433	OzdeBaydar...	86452973654	Diş Hekimliği
5	Ahmet Yasin	Çark	5382223498	AhmetCark...	53782156012	Beyin ve Sin...
6	Ezgin	Dallı	5436755478	EzginDalli@...	32563478190	Nöroloji
7	Birsen	Dursun	5424378754	BirsenDursu...	76901204687	İç Hastalıkları
8	Selman	Erten	5382356776	SelmanErte...	46723450912	Ruh Sağlığı ...
9	Melike	Göksoy	5438910803	MelikeGoks...	52385420132	Göz Hastalı...

Silmek istediğiniz doktorun Tc:

- Yönetici, hasta butonundan hastaneye kayıtlı tüm hastaların bilgilerini görebilir. Eğer isterse herhangi bir hastanın bilgilerini de silebilir.

yonhastalar

Hasta Bilgileri

19 Aralık 2021 Pazar 20:14:12

ID	Adı	Soyadı	Baba Adı	Anne Adı	Mail	Cinsiyet	Kan Grubu	Doğum Yeri	TC
25	Mazlum	Altın	Hasan	Emine	MazlumAlta...	Erkek	B R+	Diyarbakır	75433289064
26	Elif	Altın	Hikmet	Ayşe	ElifAltın@gm...	Kadın	AB R-	Edirne	54369986542
27	Nebahat	Arat	Zeki	Hayriye	NebahatAra...	Erkek	B R-	Karabük	86544533678
28	Mustafa	Asil	Murat	Sena	MustafaAsil...	Erkek	O R-	Malatya	64326890664
29	Gökay	Pırlı	Ali	Emine	GökayPırlı...	Erkek	A R+	Hatay	75426675769
30	Özgün	Batar	Hasan	Melek	ÖzgünBatar...	Erkek	B R+	Gaziantep	56564788658
31	Safa	Baykan	Remzi	Ayla	SafaBaykan...	Erkek	AB R-	Mardin	76543231489
32	Berfin	Bent	Remzi	Bilgir	BerfinBent...	Kadın	AB R-	Kilis	65636888654

Silmek istediğiniz hastanın Tc:

- Yönetici, sistemde kayıtlı tüm kan gruplarının grafiğini görebilir.

kanbilgi

Kan Bilgi

Kan Grubu	Miktar
O R-	40
O R+	56
A R-	76
A R+	65
B R-	48
B R+	61
AB R-	100
AB R+	49

0, %20,20 0, %28,90 0, %38,08 0, %32,51 0, %24,00 0, %30,50 0, %50,00 0, %24,50

● O R- ● O R+ ● A R- ● A R+ ● B R- ● B R+ ● AB R- ● AB R+

- Yönetici, iletişim butonundan sistem ve hastane hakkındaki tüm talep ve şikayetleri görebilir.

yoniletisim

Talep ve Şikayetler

	ID	Adı	Soyadı	Mail	Talep/Şikayet
▶	1	Buse	Doğan	busra@gma...	Çok kullanışl...
	13	Mehmet	Kar	mehmet123...	İç hastalıklar...
	14	Oğuz	Bey	ogbey@gm...	Bu otomasy...
	15	Fatma	Turna	fatma@gmai...	Sistem çöp ...
	16	Engin	Enginoğlu	eoglu@gmai...	:)
	17	Fikret	Su	su@gmail.c...	deneme123
	18	Ayşe	Aydın	ayse12345...	Sisteme giri...
	19	Merve	Toptaş	toptas@gm...	Sistemi yap...

Geri Dön

- Hastane otomasyon sistemine doktor kendi panelini görmek isterse T.C. ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapabilir.

Giriş

Hastane Otomasyon Sistemi

HOŞGELDİNİZ

19 Aralık 2021 Pazar 20:23:21

Yönetici Girişi

Doktor Girişi

Hasta Girişi

Kaydol

İletişim

Doktor Giriş Bilgileri

TC: 67425974367

Şifre: ***** ☐ Göster

Giriş

Şifremi Unuttum

- Doktor panelinde Bilgilerim, Randevular, Randevu Sil ve Çıkış butonları bulunmaktadır.

Form1

Doktor Paneli

19 Aralık 2021 Pazar 20:25:04

 **Bilgilerim**

 **Randevular**

 **Randevu Sil**

 **Çıkış**



- Doktor, bilgilerim butonundan kendi T.C bilgisini sorgulayarak bilgilerini görebilir.

doktorbilgi

Bilgilerim

19 Aralık 2021 Pazar 20:17:32

TC:

ID	Adı	Soyadı	Telefon	Mail	TC
41	Hatice	Kızıl	5429841784	HaticeKizil@gmail...	88322138742

- Doktor, randevular butonundan kendi T.C bilgisini sorgulayarak randevularını görebilir.

Form2

Randevular

19 Aralık 2021 Pazar 20:23:56

Doktor İsim Soyisim:

ID	TC	Doktor	Bolum	Tarih	Saat
55	65636888654	Hatice Kızıl	İç Hastalıklar	4 Şubat 2022 Cu...	15:00
69	53575475646	Hatice Kızıl	İç Hastalıklar	18 Şubat 2022 C...	15:00

- Doktor, Randevu Sil butonundan istediği randevuyu sorgulayıp silebilir.

Form2

Randevular

19 Aralık 2021 Pazar 20:29:31

Doktor İsim Soyisim: Hasta TC:

	ID	TC	Doktor	Bolum	Tarih	Saat
▶	69	53575475646	Hatice Kızıl	İç Hastalıkları	18 Şubat 2022 C...	15:00
*						

- Hastane otomasyon sistemine hasta kendi panelini görmek isterse T.C. ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapabilir. Hasta şifresini göster/gizle yapabilir.

Giriş

Hastane Otomasyon Sistemi

HOŞGELDİNİZ

19 Aralık 2021 Pazar 20:48:02

Hasta Giriş Bilgileri

TC:


Şifre: ☒ Gizle


- Hasta panelinde Bilgilerim, Randevu Al, Randevularım, Randevu Sil ve Çıkış butonları bulunmaktadır.


Form1


Hasta Paneli

19 Aralık 2021 Pazar 20:49:48

 **Bilgilerim**

 **Randevu Al**

 **Randevularım**

 **Randevu Sil**

 **Çıkış Yap**



- Hasta, bilgilerim butonundan kendi T.C bilgisini sorgulayarak bilgilerini görebilir.

hastabilgi

Bilgilerim

19 Aralık 2021 Pazar 20:50:26

TC:

	ID	Adı	Soyadı	Baba Adı	Anne
▶	25	Mazlum	Altan	Hasan	Emine
*					

Hasta, Randevu al butonundan istediği doktor, bölüm, saat ve tarihe randevu alabilir. Ekranda aldığı randevuyu görebilir ve eğer isterse randevuyu silebilir.

Form1

Randevu Paneli

19 Aralık 2021 Pazar 20:59:25

TC: 75433289064

Bölüm: Çocuk Hastalıkları

Doktor: Muhammed Yapar

Randevu Tarihi Seçin: 2 Ocak 2022 Pazar

Saat: 16:00

Randevu Al

Randevu Sil

Geri Dön

Randevunuz Başarıyla Kaydedildi

Tamam

Alınan Randevular

	TC	Bölüm	Doktor	Tarih	Saat
▶	75433289064	Çocuk Hastalıkları	Muhammed Yapar	2 Ocak 2022 Pazar	16:00
*					

- Hasta, Randevular butonundan T.C bilgisini sorgulayarak aldığı tüm randevu bilgilerini görebilir.

hastarandevular

RANDEVULARIM

19 Aralık 2021 Pazar 21:02:07

TC: 75433289064

	ID	TC	Doktor	Bolum	Tarih	Saat
	29	75433289064	Selman Erten	Göz Hastalıkları	30 Aralık 2021 P...	15:00
	30	75433289064	Hacı Mehmet Adı...	Kardiyoloji	31 Aralık 2021 C...	15:30
	31	75433289064	Abdullah Seyfi	Üroloji	21 Aralık 2021 Salı	09:30
	22	75433289064	Fahri Güneş	Deri ve Zührevi	20 Aralık 2021 P...	08:30

Geri Dön

- Hasta, Randevu sil butonundan T.C bilgisini sorgulayarak aldığı randevu bilgilerini silebilir.

hastarandevusil

RANDEVU SİL

19 Aralık 2021 Pazar 21:04:08

TC: 75433289064

Silmek istediğiniz randevunun tarihini seçiniz: 19 Aralık 2021 Paz. v

Silmek istediğiniz randevunun saatini seçiniz: 10:30 v


ID	TC	Doktor	Bolum	Tarih	Saat
29	75433289064	Selman Erten	Göz Hastalıkları	30 Aralık 2021 P...	15:00
30	75433289064	Hacı Mehmet Adı...	Kardiyoloji	31 Aralık 2021 C...	15:30
31	75433289064	Abdullah Seyfi	Üroloji	21 Aralık 2021 Salı	09:30
32	75433289064	Fahri Güven	Deri ve Zührevi ...	20 Aralık 2021 P...	08:30


- Hastane otomasyon sisteminde "Kayıt" butonundan doktor ve hasta kaydı yapabilir.

Kaydol

KAYIT SAYFASI

19 Aralık 2021 Pazar 21:05:54

 **Hasta Kayıt**

 **Doktor Kayıt**

- Hasta sisteme gerekli bilgilerini girerek kaydolabilir.

Kaydol

HASTA KAYIT

19 Aralık 2021 Pazar 21:07:34

Hasta Adı:

Hasta Soyadı:

Hasta Baba Adı:

Hasta Anne Adı:

Hasta E-Posta:

Hasta Cinsiyeti:

Kan Grubu:

Hasta Doğum Yeri:

Hasta TC:

Hasta Doğum Tarihi:

Hasta Cep Telefonu: () - -

Parola: ☐ Göster

(Parolanız 5 karakter olmalı ve sayılardan oluşmalıdır)

Hasta Adres:

- Doktor sisteme gerekli bilgilerini girerek kaydolabilir.

doktor_kayit

DOKTOR KAYIT

19 Aralık 2021 Pazar 21:08:34

Doktor Adı:

Doktor Soyadı:

Doktor Cep Telefonu: () - -

Mail:


Doktor TC:

Branş:


Parola: ☐ Göster

(Parolanız 5 karakter olmalı ve sayılardan oluşmalıdır)

- Hastane otomasyon sisteminde, sistemi kullanan herkes talep ve şikayetleri için iletişim panelini kullanabilir.



- Hasta ya da doktor sisteme girerken şifresini unutursa kendi giriş panellerinden “Şifremi unuttum” butonu ile yeni şifre alabilir.



- Hasta/Doktor, E-Posta bilgisi ile yeni şifre alabilir. Değiştir butonu ile hasta doktor arasında geçiş yapabilir.

Form1

19 Aralık 2021 Pazar 21:13:02

E-Posta:

Form1

19 Aralık 2021 Pazar 21:13:47

Yeni Şifreniz Mailinize Gönderilmiştir

E-Posta:

PROGRAM KAYNAK KODLARI

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class giris : Form
    {
        // GİRİŞ SAYFASTI

        OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
        //public OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
        public giris()
        {
            InitializeComponent();
        }

        void gizle()
        {
            groupBox1.Visible = false;
            groupBox2.Visible = false;
            groupBox3.Visible = false;
            pictureBox1.Visible = false;
            buttonSifreUnut.Visible = false;
        }

        //yönetici butonu
        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            gizle();
            GiriPaneli.Visible = true;
            groupBox1.Visible = true;
            buttonSifreUnut.Visible = false;
            pictureBox1.Visible = true;
        }

        //doktor butonu
        private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            gizle();
            GiriPaneli.Visible = true;
            groupBox2.Visible = true;
            buttonSifreUnut.Visible = true;
            pictureBox1.Visible = true;
        }
    }
}
```

```

    }

    //hasta butonu
    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        gizle();
        groupBox3.Visible = true;
        buttonSifreUnut.Visible = true;
        pictureBox1.Visible = true;
    }

    private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        kayitsecim kayitsecim_new = new kayitsecim();
        kayitsecim_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        iletisim iletisim_new = new iletisim();
        iletisim_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void buttonSifreUnut_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        sifre yeni = new sifre();
        yeni.Show();
        pictureBox1.Visible = true;
        this.Hide();
    }

    private void giris_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        //pictureBox1.Visible = true;
        timer1.Start();
        gizle();
    }

    private void doktorButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (dEpostaTextBox.Text != " " && dSifretextBox.Text != " ")
        {
            try
            {
                Aconnection.Open();
                OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand("select dtc, dsifre
from DoktorTablo where dtc= '" + dEpostaTextBox.Text + "'", Aconnection);
                OleDbDataReader read = AccessCommand.ExecuteReader();

                if (read.Read() == true)
                {
                    if (dEpostaTextBox.Text == read["dtc"].ToString() &&
dSifretextBox.Text == read["dsifre"].ToString())
                    {
                        doktor dok = new doktor();
                        dok.Show();
                        this.Hide();
                    }
                    else

```

```

        {
            MessageBox.Show("Hata!! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
        }
    }
}
catch
{
    MessageBox.Show("Hata!! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
}
finally
{
    dEpostaTextBox.Text = "";
    dSifretextBox.Clear();
}
}
else
    MessageBox.Show("Boş Alanları Doldurunuz");
}

private void yoneticiButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (yPostaTextBox.Text != " " && ySifretextBox.Text != " ")
    {
        try
        {
            Aconnection.Open();
            //OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand("select yeposta,
ysifre from YoneticiTablo where yeposta=@yeposta1 and ysifre=@ysifre1 ",
Aconnection);
            OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand("select yeposta,
ysifre from YoneticiTablo where yeposta= '" + yPostaTextBox.Text + "'", Aconnection);
            OleDbDataReader read = AccessCommand.ExecuteReader();

            if (read.Read() == true)
            {
                if (yPostaTextBox.Text == read["yeposta"].ToString() &&
ySifretextBox.Text == read["ysifre"].ToString())
                {
                    yonetici yonet = new yonetici();
                    yonet.Show();
                    this.Hide();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Hata!! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
                }
            }
        }
        catch
        {
            MessageBox.Show("Hata!! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
        }
        finally
        {
            yPostaTextBox.Text = "";
            ySifretextBox.Clear();
        }
    }
    else
        MessageBox.Show("Boş Alanları Doldurunuz");
}
}

```

```

private void hastabutton_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (hastatetextBox1.Text != " " && hastatetextBox2.Text != " ")
    {
        try
        {
            Aconnection.Open();
            OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand("select htc, hparola
from HasTablo where htc= '" + hastatetextBox1.Text + "'", Aconnection);
            OleDbDataReader read = AccessCommand.ExecuteReader();

            if (read.Read() == true)
            {
                if (hastatetextBox1.Text == read["htc"].ToString() &&
hastatetextBox2.Text == read["hparola"].ToString())
                {
                    Hasta hasta_new = new Hasta();
                    //hasta_new.Show();
                    hasta_new.kullaniciAdi = hastatetextBox1.Text;
                    hasta_new.Show();
                    this.Hide();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Hata!! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
                }
            }
        }
        catch
        {
            MessageBox.Show("Hata!! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
        }
        finally
        {
            hastatetextBox1.Text = "";
            hastatetextBox2.Clear();
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Boş Alanları Doldurunuz");
    }
}

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox1.CheckState == CheckState.Checked)
    {
        dSifretextBox.UseSystemPasswordChar = true;
        checkBox1.Text = "Gizle";
    }
    else if (checkBox1.CheckState == CheckState.Unchecked)
    {
        dSifretextBox.UseSystemPasswordChar = false;
        checkBox1.Text = "Göster";
    }
}

private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox2.CheckState == CheckState.Checked)
    {

```

```

        ySifretextBox.UseSystemPasswordChar = true;
        checkBox2.Text = "Gizle";
    }
    else if (checkBox2.CheckState == CheckState.Unchecked)
    {
        ySifretextBox.UseSystemPasswordChar = false;
        checkBox2.Text = "Göster";
    }
}

private void checkBox3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox3.CheckState == CheckState.Checked)
    {
        hastatextBox2.UseSystemPasswordChar = true;
        checkBox3.Text = "Gizle";
    }
    else if (checkBox3.CheckState == CheckState.Unchecked)
    {
        hastatextBox2.UseSystemPasswordChar = false;
        checkBox3.Text = "Göster";
    }
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label9.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label10.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox1.Visible = true;
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class yonetici : Form
    {
        //YONETİCİ GİRİŞ PANELİ
        public yonetici()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void yonetici_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            timer1.Start();
        }
    }
}

```



```

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        yonbilgi yonbilgi_new = new yonbilgi();
        yonbilgi_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        yoniletisim yoniletisim_new = new yoniletisim();
        yoniletisim_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        yondoktorlar yondoktorlar_new = new yondoktorlar();
        yondoktorlar_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        DialogResult karar = new DialogResult();
        karar = MessageBox.Show("Çıkış istediğinize emin misiniz ? ", "Uyarı",
        MessageBoxButtons.YesNo);
        if (karar == DialogResult.Yes)
        {
            this.Hide();
            giris yeni = new giris();
            yeni.Show();
        }
        else if (karar == DialogResult.No)
        {
            MessageBox.Show("Oturum Kapatılmadı.");
        }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        yonhastalar yonhastalar_new = new yonhastalar();
        yonhastalar_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        kanbilgi kanbilgi_new = new kanbilgi();
        kanbilgi_new.Show();
        this.Hide();
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class yonbilgi : Form
    {
        public yonbilgi()
        {
            InitializeComponent();

            //YÖNETİCİ BİLGİ EKRANI

            giris giris = new giris();
            //OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");

            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                yonetici yonetici_new = new yonetici();
                yonetici_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void yoneticiBilgi_Goster()
            {
                try
                {
                    giris.Aconnection.Open();
                    OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
Kimlik AS[ID],yisim AS[Adı],ysoyisim AS[Soyadı],yeposta AS[Mail],ytc AS[TC] from
YoneticiTablo where ytc = '" + maskedTextBox1.Text + "'", giris.Aconnection);
                    DataSet dshafiza = new DataSet();
                    kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
                    dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
                    giris.Aconnection.Close();
                }
                catch (Exception hatamsj)
                {
                    MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    giris.Aconnection.Close();
                }
            }

            private void yonbilgi_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                timer1.Start();
                //yoneticiBilgi_Goster();
            }
        }
    }

```

```

    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        yoneticiBilgi_Goster();
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

```

```

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class yondoktorlar : Form
    {
        public yondoktorlar()
        {
            InitializeComponent();

            //YÖNETİCİ DOKTOR BİLGİLERİ EKRANI

            giris giris = new giris();
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            OleDbConnection baglanti = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                yonetici yonetici_new = new yonetici();
                yonetici_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void doktorBilgi_Goster()
            {
                try
                {
                    giris.Aconnection.Open();

```

```

        OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
d_id AS[ID],disim AS[Adı],dsoyisim AS[Soyadı],dtelefon AS[Telefon],dmail AS[Mail],dte
AS[TC],dbrans AS[Brans] from DoktorTablo ORDER BY d_id ASC", giris.Aconnection);
        DataSet dshafiza = new DataSet();
        kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
        dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
        giris.Aconnection.Close();
    }
    catch (Exception hatamsj)
    {
        MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        giris.Aconnection.Close();
    }
}

private void yondoktorlar_Load(object sender, EventArgs e)
{
    timer1.Start();
    doktorBilgi_Goster();
}

private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
}

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
}

private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    //int a = Convert.ToInt64(textBox2.Text);
    komut.Connection = baglanti;
    komut.CommandText = "delete from DoktorTablo where dtc='" +
maskedTextBox1.Text.ToString() + "' ";
    //where rsaat = "'" + comboBox1.Text.ToString()+ "'
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    maskedTextBox1.Clear();
    doktorBilgi_Goster();
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class yonhastalar : Form
    {
        public yonhastalar()
        {
            InitializeComponent();

            //YÖNETİCİ HASTA BİLGİLERİ EKRANI

            giris giris = new giris();
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            OleDbConnection baglanti = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {

                yonetici yonetici_new = new yonetici();
                yonetici_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void hastaBilgi_Goster()
            {
                try
                {
                    giris.Aconnection.Open();
                    OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
                    h_id AS[ID],hadi AS[Adı],hsoyadi AS[Soyadı],hbabaadi AS[Baba Adı],hanneadi AS[Anne
                    Adı],hmail AS[Mail],hcinsiyet AS[Cinsiyet],hkan AS[Kan Grubu],hdyeri AS[Doğum
                    Yeri],htc AS[TC],hdtarihi AS[Doğum Tarihi],hceyno AS[Cep Telefonu],hadres AS[Adres]
                    from HasTablo ORDER BY h_id ASC", giris.Aconnection);
                    DataSet dshafiza = new DataSet();
                    kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
                    dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
                    giris.Aconnection.Close();
                }
                catch (Exception hatamsj)
                {
                    MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    giris.Aconnection.Close();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    private void yonhastalar_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Start();
        hastaBilgi_Goster();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        baglanti.Open();
        //int a = Convert.ToInt64(textBox2.Text);
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "delete from HasTablo where htc='" +
maskedTextBox1.Text.ToString() + "' ";
        //where rsaat = '"' + comboBox1.Text.ToString()+ "'
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
        maskedTextBox1.Clear();
        hastaBilgi_Goster();
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using LiveCharts;
using LiveCharts.Wpf;

```

```

namespace proje_otomasyon

```

```

{
    public partial class kanbilgi : Form
    {
        public kanbilgi()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

```

//YÖNETİCİ KAN GRAFİĞİ

```

```

    public OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
    //OleDbConnection baglanti = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();

```

```

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

    //checkBox1.Enabled = true;
    //float r1, r2, r3,r4,r5,r6,r7,r8, total;
    //baglanti.Open();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label11.Text.ToString() + "'";
    //r1 = komut.ExecuteNonQuery();
    //textBox1.Text = r1.ToString();

    //baglanti.Close();

    //baglanti.Open();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label12.Text.ToString() + "'";
    //r2 = komut.ExecuteNonQuery();
    //baglanti.Close();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label13.Text.ToString() + "'";
    //r3 = komut.ExecuteNonQuery();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label14.Text.ToString() + "'";
    //r4 = komut.ExecuteNonQuery();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label15.Text.ToString() + "'";
    //r5 = komut.ExecuteNonQuery();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label16.Text.ToString() + "'";
    //r6 = komut.ExecuteNonQuery();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label17.Text.ToString() + "'";
    //r7 = komut.ExecuteNonQuery();

    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandText = "select COUNT(*) from HasTablo where hkan='" +
label18.Text.ToString() + "'";
    //r8 = komut.ExecuteNonQuery();
    //baglanti.Close();

    //total = r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8;

    //float pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7, pr8;
    //pr1 = (r1 / total) * 360;
    //pr2 = (r2 / total) * 360;
    //pr3 = (r3 / total) * 360;

```

```

        //pr4 = (r4 / total) * 360;
        //pr5 = (r5 / total) * 360;
        //pr6 = (r6 / total) * 360;
        //pr7 = (r7 / total) * 360;
        //pr8 = (r8 / total) * 360;

        //Pen p = new Pen(Form1.DefaultBackColor);
        //if (checkBox1.Checked == true)
        //{
        //    p.Color = Color.Black;
        //    p.Width = 4;
        //}
        //else
        //{
        //    p.Color = Form1.DefaultBackColor;
        //    p.Width = 4;
        //}
        //Graphics g = this.CreateGraphics();

        //Rectangle rec = new Rectangle(button1.Location.X + button1.Size.Width +
20, 20, 250, 250);

        //Brush b1 = new SolidBrush(Color.Red);
        //Brush b2 = new SolidBrush(Color.White);
        //Brush b3 = new SolidBrush(Color.Turquoise);
        //Brush b4 = new SolidBrush(Color.Blue);
        //Brush b5 = new SolidBrush(Color.Pink);
        //Brush b6 = new SolidBrush(Color.Honeydew);
        //Brush b7 = new SolidBrush(Color.Yellow);
        //Brush b8 = new SolidBrush(Color.Green);

        //g.Clear(kanbilgi.DefaultBackColor);

        //g.DrawPie(p, rec, 0, pr1);
        //g.FillPie(b1, rec, 0, pr1);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1, pr2);
        //g.FillPie(b2, rec, pr1, pr2);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1 + pr2, pr3);
        //g.FillPie(b3, rec, pr1 + pr2, pr3);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1 + pr2+pr3, pr4);
        //g.FillPie(b4, rec, pr1 + pr2+pr3, pr4);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1 + pr2 + pr3+pr4, pr5);
        //g.FillPie(b5, rec, pr1 + pr2 + pr3+pr4, pr5);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1 + pr2 + pr3 + pr4+pr5, pr6);
        //g.FillPie(b6, rec, pr1 + pr2 + pr3 + pr4+pr5, pr6);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1 + pr2 + pr3 + pr4 + pr5+pr6, pr7);
        //g.FillPie(b7, rec, pr1 + pr2 + pr3 + pr4 + pr5+pr6, pr7);
        //g.DrawPie(p, rec, pr1 + pr2 + pr3 + pr4 + pr5 + pr6+pr7, pr8);
        //g.FillPie(b8, rec, pr1 + pr2 + pr3 + pr4 + pr5 + pr6+7, pr8);

    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        //button1_Click(sender, e);
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {

```



```

        Func<ChartPoint, string> fu = x => string.Format("{0},{1:P}", x.X,
x.Participation);
        SeriesCollection series = new SeriesCollection();
        foreach (var item in dataSet1.Kan)
        {
            PieSeries pie = new PieSeries();
            pie.Title = item.Kan_Grubu;
            pie.Values = new ChartValues<int> { item.Miktar };
            pie.DataLabels = true;
            pie.LabelPoint = fu;
            series.Add(pie);
            pieChart2.Series = series;
        }
    }

    private void kanbilgi_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        pieChart2.LegendLocation = LegendLocation.Bottom;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        yonetici yonetici_new = new yonetici();
        yonetici_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
    {
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

```

```

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class yoniletisim : Form
    {
        public yoniletisim()
        {
            InitializeComponent();
        }

        //YÖNETİCİ ŞİKAYET BİLGİLERİ

        giris giris = new giris();
    }
}

```

```

        //OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
        //OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            yonetici yonetici_new = new yonetici();
            yonetici_new.Show();
            this.Hide();
        }

        private void iletisimBilgi_Goster()
        {
            try
            {
                giris.Aconnection.Open();
                OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
kimlik AS[ID],iad AS[Adı],isoyad AS[Soyadı],imail AS[Mail] ,italep AS[Talep/Şikayet]
from IletisimTablo ORDER BY kimlik ASC", giris.Aconnection);
                DataSet dshafiza = new DataSet();
                kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
                dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
                giris.Aconnection.Close();
            }
            catch (Exception hatamsj)
            {
                MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                giris.Aconnection.Close();
            }
        }

        private void yoniletisim_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            iletisimBilgi_Goster();
        }
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class doktor : Form
    {
        public doktor()
        {
            InitializeComponent();
        }

        //DOKTOR PANELİ

```

```

        giris giris1 = new giris();

        private void doktor_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            timer1.Start();
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult karar = new DialogResult();
            karar = MessageBox.Show("Çıkış istediğinize emin misiniz ? ", "Uyarı",
            MessageBoxButtons.YesNo);
            if (karar == DialogResult.Yes)
            {
                this.Hide();
                giris yeni = new giris();
                yeni.Show();
            }
            else if (karar == DialogResult.No)
            {
                MessageBox.Show("Oturum Kapatılmadı.");
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            doktor_randevu doktor_randevu_new = new doktor_randevu();
            doktor_randevu_new.Show();
            this.Hide();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            doktor_randevusil doktor_randevusil_new = new doktor_randevusil();
            doktor_randevusil_new.Show();
            this.Hide();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
            label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            doktorbilgi doktorbilgi_new = new doktorbilgi();
            doktorbilgi_new.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;

```

```

using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class doktorbilgi : Form
    {
        public doktorbilgi()
        {
            InitializeComponent();

            //DOKTOR KENDİ BİLGİLERİ FORMU

            giris giris = new giris();

            public OleDbConnection Aconnection = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection baglanti = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
            private void doktorBilgi_Goster()
            {
                try
                {
                    giris.Aconnection.Open();
                    OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
d_id AS[ID],disim AS[Adı],dsoyisim AS[Soyadı],dtelefon AS[Telefon],dmail AS[Mail],dte
AS[TC],dbrans AS[Brans] from DoktorTablo where dtc='" + maskedTextBox1.Text.ToString()
+ "' ", giris.Aconnection);
                    DataSet dshafiza = new DataSet();
                    kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
                    dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
                    giris.Aconnection.Close();
                }
                catch (Exception hatamsj)
                {
                    MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    giris.Aconnection.Close();
                }
            }

            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                doktor doktor_new = new doktor();
                doktor_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                doktorBilgi_Goster();
            }
        }
    }
}

```

```

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            label3.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
            label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }

        private void doktorbilgi_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            timer1.Start();
        }
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

```

```

namespace proje_otomasyon

```

```

{
    public partial class doktor_randevu : Form
    {
        giris giris = new giris();

        //DOKTOR RANDEVU PANELİ

        public doktor_randevu()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void hastarandevu_Goster()
        {
            try
            {
                giris.Aconnection.Open();
                OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
Kimlik AS[ID],rtc AS[TC],rdoktor AS[Doktor],rbolum AS[Bolum],rtarih AS[Tarih],rsaat
AS[Saat] from RandevuTablo where rdoktor = '" + textBox1.Text + "'",
                giris.Aconnection);
                DataSet dshafiza = new DataSet();
                kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
                dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
                giris.Aconnection.Close();
            }
            catch (Exception hatamsj)
            {
                MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                giris.Aconnection.Close();
            }
        }

        private void doktor_randevu_Load(object sender, EventArgs e)
        {

```

```

        timer1.Start();
        hastarandevu_Goster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        doktor dok = new doktor();
        dok.Show();
        this.Hide();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
    {
    }

    private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        hastarandevu_Goster();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class doktor_randevusil : Form
    {
        giris giris = new giris();

        public doktor_randevusil()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

```

//DOKTOR RANDEVU SİL

OleDbConnection baglanti = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
//OleDbConnection baglanti = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();

private void hastarandevu_Goster()
{
    try
    {
        giris.Aconnection.Open();
        OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
Kimlik AS[ID],rtc AS[TC],rdoktor AS[Doktor],rbolum AS[Bolum],rtarih AS[Tarih],rsaat
AS[Saat] from RandevuTablo where rdoktor = '" + textBox1.Text + "'",
giris.Aconnection);
        DataSet dshafiza = new DataSet();
        kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
        dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
        giris.Aconnection.Close();
    }
    catch (Exception hatamsj)
    {
        MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        giris.Aconnection.Close();
    }
}
private void hastarandevu_Goster2()
{
    try
    {
        dataGridView1.Refresh();
        giris.Aconnection.Open();
        OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("SELECT
Kimlik AS[ID],rtc AS[TC],rdoktor AS[Doktor],rbolum AS[Bolum],rtarih AS[Tarih],rsaat
AS[Saat] from RandevuTablo where rdoktor ='" + textBox1.Text.ToString() + "' and
rtc='" + maskedTextBox1.Text.ToString() + "' ", giris.Aconnection);
        DataSet dshafiza = new DataSet();
        kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
        dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
        giris.Aconnection.Close();
    }
    catch (Exception hatamsj)
    {
        MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        giris.Aconnection.Close();
    }
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    doktor dok = new doktor();
    dok.Show();
    this.Hide();
}

private void doktor_randevusil_Load(object sender, EventArgs e)

```

```

    {
        timer1.Start();
        //RandevuBilgi_Goster();
    }

    //int index;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        baglanti.Open();
        //int a = Convert.ToInt64(textBox2.Text);
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "delete from RandevuTablo where rdoktor='" +
textBox1.Text.ToString() + "' and rtc='" + maskedTextBox1.Text.ToString() + "' ";
        //where rsaat = '" + comboBox1.Text.ToString()+ "'
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
        hastarandevu_Goster();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        hastarandevu_Goster2();
    }

    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class Hasta : Form
    {
        giris giris = new giris();

        //HASTA PANELİ

        public Hasta()
        {
            InitializeComponent();

```



```

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        hastabilgi bilgi = new hastabilgi();
        bilgi.Show();
        this.Hide();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        /*
        giris giris_new = new giris();
        giris_new.Show();
        this.Hide();
        */

        DialogResult karar = new DialogResult();
        karar = MessageBox.Show("Çıkış istediğinize emin misiniz ? ", "Uyarı",
        MessageBoxButtons.YesNo);
        if (karar == DialogResult.Yes)
        {
            this.Hide();
            giris yeni = new giris();
            yeni.Show();
        }
        else if (karar == DialogResult.No)
        {
            MessageBox.Show("Oturum Kapatılmadı.");
        }
    }

    public string kullanıcıAdi { get; set; }

    private void Hasta_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Start();
        label2.Text = kullanıcıAdi;
        label5.Text = kullanıcıAdi;
        label6.Text = kullanıcıAdi;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        RandevuEkrani randevu_new = new RandevuEkrani();
        randevu_new.tc = label2.Text;
        randevu_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void hastaBilgi_Goster()
    {
    }

    private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

```

```

        {
            hastarandevular hastarandevular_new = new hastarandevular();
            hastarandevular_new.tc = label5.Text;
            hastarandevular_new.Show();
            this.Hide();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            label3.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
            label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            hastarandevusil hastarandevusil_new = new hastarandevusil();
            hastarandevusil_new.tc = label6.Text;
            hastarandevusil_new.Show();
            this.Hide();
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            hastabilgi hastabilgi_new = new hastabilgi();
            hastabilgi_new.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class hastabilgi : Form
    {
        //HASTA KENDİ BİLGİLERİ

        public hastabilgi()
        {
            InitializeComponent();
        }
        giris giris = new giris();

        private void hastaBilgi_Goster()
        {
            try
            {
                giris.Aconnection.Open();
                OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
h_id AS[ID],hadi AS[Adı],hsoyadi AS[Soyadı],hbabaadi AS[Baba Adı],hanneadi AS[Anne

```

```

Adı],hmail AS[Mail],hcinsiyet AS[Cinsiyet],hkan AS[Kan Grubu],hdyeri AS[Doğum
Yeri],htc AS[TC],hdtarihi AS[Doğum Tarihi],hcepno AS[Cep Telefonu],hadres AS[Adres]
from HasTablo where htc='" + maskedTextBox1.Text.ToString() + "' ",
giris.Aconnection);
        DataSet dshafiza = new DataSet();
        kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
        dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
        giris.Aconnection.Close();
    }
    catch (Exception hatamsj)
    {
        MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        giris.Aconnection.Close();
    }
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label3.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    hastaBilgi_Goster();
}

private void hastabilgi_Load(object sender, EventArgs e)
{
    timer1.Start();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Hasta hasta_new = new Hasta();
    hasta_new.Show();
    this.Hide();
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class hastarandevular : Form
    {
        //HASTA RANDEVU AL

        public hastarandevular()
        {

```

```

        InitializeComponent();
    }
    giris giris = new giris();
    public string tc { get; set; }

    private void hastarandevu_Goster()
    {
        try
        {
            giris.Aconnection.Open();
            OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
Kimlik AS[ID],rtc AS[TC],rdoktor AS[Doktor],rbolum AS[Bolum],rtarih AS[Tarih],rsaat
AS[Saat] from RandevuTablo where rtc = '"+ maskedTextBox1.Text+"'",
            giris.Aconnection);
            DataSet dshafiza = new DataSet();
            kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
            dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
            giris.Aconnection.Close();
        }
        catch (Exception hatamsj)
        {
            MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            giris.Aconnection.Close();
        }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Hasta hasta_new = new Hasta();
        hasta_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void hastarandevular_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Start();
        maskedTextBox1.Text = tc;
        hastarandevu_Goster();
    }

    private void panel3_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        hastarandevu_Goster();
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class hastarandevusil : Form
    {
        public hastarandevusil()
        {
            InitializeComponent();

            //HASTA RANDEVU SİL

            giris giris = new giris();
            public string tc { get; set; }

            OleDbConnection baglanti = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection baglanti = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
            private void hastarandevu_Goster()

            {
                try
                {
                    dataGridView1.Refresh();
                    giris.Aconnection.Open();
                    OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new OleDbDataAdapter("select
                    Kimlik AS[ID],rtc AS[TC],rdoktor AS[Doktor],rbolum AS[Bolum],rtarih AS[Tarih],rsaat
                    AS[Saat] from RandevuTablo where rtc = '" + maskedTextBox1.Text + "'",
                    giris.Aconnection);
                    DataSet dshafiza = new DataSet();
                    kullanicilari_listele.Fill(dshafiza);
                    dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
                    giris.Aconnection.Close();
                }
                catch (Exception hatamsj)
                {
                    MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    giris.Aconnection.Close();
                }
            }
            private void hastarandevu_Sil()
            {
                try
                {
                    giris.Aconnection.Open();
                    // OleDbDataAdapter kullanicilari_listele = new
                    OleDbDataAdapter("DELETE Kimlik AS[ID],rtc AS[TC],rdoktor AS[Doktor],rbolum

```

```

AS[Bolum],rtarih AS[Tarih],rsaat AS[Saat] from RandevuTablo where Kimlik = '' +
textBox2.Text.ToString() + "'", giris.Aconnection);
        DataSet dshafiza = new DataSet();
        //kullaniciolari_listele.Fill(dshafiza);
        dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
        giris.Aconnection.Close();
    }
    catch (Exception hatamsj)
    {
        MessageBox.Show(hatamsj.Message, "HASTANE OTOMASYON",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        giris.Aconnection.Close();
    }
}
private void hastarandevusil_Load(object sender, EventArgs e)
{
    timer1.Start();
    maskedTextBox1.Text = tc;

    hastarandevu_Goster();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Hasta hasta_new = new Hasta();
    hasta_new.Show();
    this.Hide();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    hastarandevu_Goster();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    //int a = Convert.ToInt64(textBox2.Text);
    komut.Connection = baglanti;
    komut.CommandText = "delete from RandevuTablo where rtarih='" +
dateTimePicker1.Text.ToString() + "' and rsaat='" + comboBox1.Text.ToString()+ "' and
rtc='" + maskedTextBox1.Text.ToString() + "' ";
    //where rsaat = '" + comboBox1.Text.ToString()+ "'
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    hastarandevu_Goster();
}

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label5.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label6.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class RandevuEkrani : Form
    {
        public RandevuEkrani()
        {
            InitializeComponent();

            //RANDEVU EKRANI

            giris giris = new giris();

            private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                Hasta hasta = new Hasta();
                this.Hide();
                hasta.Show();
            }

            public string tc{ get; set; }

            class dgvSettings
            {
                public void modf(DataGridView d1)
                {
                    d1.ColumnCount = 5;

                    d1.Columns[0].Name = "tc";
                    d1.Columns[1].Name = "bolum";
                    d1.Columns[2].Name = "doktor";
                    d1.Columns[3].Name = "tarih";
                    d1.Columns[4].Name = "saat";

                    d1.Columns["tc"].HeaderText = "TC";
                    d1.Columns["bolum"].HeaderText = "Bölüm";
                    d1.Columns["doktor"].HeaderText = "Doktor";
                    d1.Columns["tarih"].HeaderText = "Tarih";
                    d1.Columns["saat"].HeaderText = "Saat";

                    d1.Columns[0].Width = 100;
                    d1.Columns[1].Width = 100;
                    d1.Columns[2].Width = 100;
                    d1.Columns[3].Width = 100;
                    d1.Columns[4].Width = 100;
                }

                public void clr(DataGridView dgv1)
                {
                    dgv1.DataSource = null;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        dgv1.Rows.Clear();
        dgv1.Columns.Clear();
        dgv1.Refresh();
    }
}

private void RandevuEkrani_Load(object sender, EventArgs e)
{
    timer1.Start();
    maskedTextBox1.Text = tc;

    dgvSettings dgv1 = new dgvSettings();
    dgv1.modf(dataGridView1);

    //OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();
    ////baglanti.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb";
    //baglanti.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\databasesonunsonu\\\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb";
    //OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    //komut.CommandText = "select * from Randevualbolum";
    //komut.Connection = baglanti;
    //komut.CommandType = CommandType.Text;
    //OleDbDataReader dr;
    //baglanti.Open();
    //dr = komut.ExecuteReader();
    //while (dr.Read())
    //{
    //    comboBox1.Items.Add(dr["Bolumler"]);
    //}
    //baglanti.Close();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
{
    comboBox2.Items.Clear();
    if (comboBox1.SelectedItem == "Diş Hekimliği")
    {
        comboBox2.Items.Add("Özde Baydar");
        comboBox2.Items.Add("Firuz Tekin");
        comboBox2.Items.Add("Fatih Garip");
        comboBox2.Items.Add("Emine Akca");
    }
    else if (comboBox1.SelectedItem == "Beyin ve Sinir Cerrahisi")
    {
        comboBox2.Items.Add("Ahmet Yasin Çark");
        comboBox2.Items.Add("Umut Salih Tokalı");
        comboBox2.Items.Add("Kerem Göçmen");
    }
    else if (comboBox1.SelectedItem == "Çocuk Hastalıkları")
    {
        comboBox2.Items.Add("Atahan Adanır");
        comboBox2.Items.Add("Muhammed Yapar");
        comboBox2.Items.Add("Meltem Gülkan");
    }
    else if (comboBox1.SelectedItem == "Deri ve Zührevi Hastalıkları")
    {
        comboBox2.Items.Add("Talip Öz");
        comboBox2.Items.Add("Ayşe Melisa Atan");
        comboBox2.Items.Add("Fahri Güven");
    }
}

```



```
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Enfeksiyon Hastalıkları")
{
    comboBox2.Items.Add("Elif Kapsız");
    comboBox2.Items.Add("Murat Sinan Ayaz");
    comboBox2.Items.Add("Ramazan Hilal");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Genel Cerrahi")
{
    comboBox2.Items.Add("Şennur Ağnar");
    comboBox2.Items.Add("Zeynep Bahtıyar");
    comboBox2.Items.Add("Sude Kanmaz");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Göğüs Hastalıkları")
{
    comboBox2.Items.Add("Aysel Samancı");
    comboBox2.Items.Add("Yüksel Balcı");
    comboBox2.Items.Add("Haluk Karadağ");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Göz Hastalıkları")
{
    comboBox2.Items.Add("Melike Göksoy");
    comboBox2.Items.Add("Bensu Çakan");
    comboBox2.Items.Add("Hayriye Kayalı");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "İç Hastalıkları")
{
    comboBox2.Items.Add("Birsen Dursun");
    comboBox2.Items.Add("Aydın Çini");
    comboBox2.Items.Add("Hatice Kızıl");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Kadın Hastalıkları ve Doğum")
{
    comboBox2.Items.Add("Selma Mumcu");
    comboBox2.Items.Add("Mert Dayıoğlu");
    comboBox2.Items.Add("Özge Masaracı");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Kalp ve Damar Cerrahisi")
{
    comboBox2.Items.Add("Türkan Oduncu");
    comboBox2.Items.Add("Osman Diri");
    comboBox2.Items.Add("Tuba Önen");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Kardiyoloji")
{
    comboBox2.Items.Add("Hacı Mehmet Adıgüzel");
    comboBox2.Items.Add("Zehra Duymuş");
    comboBox2.Items.Add("Aysel Paksoy");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları")
{
    comboBox2.Items.Add("Ceyhun Kul");
    comboBox2.Items.Add("Fidan Balcı");
    comboBox2.Items.Add("Şaban Pehlivan");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Nöroloji")
{
    comboBox2.Items.Add("Ezgin Dallı");
    comboBox2.Items.Add("Ahmet Erbay");
    comboBox2.Items.Add("Kevser Rauf");
}
else if (comboBox1.SelectedItem == "Ruh Sağlığı ve Hastalıkları")
```

```

        {
            comboBox2.Items.Add("Selman Erten");
            comboBox2.Items.Add("Nadire Erkuş");
            comboBox2.Items.Add("Mina Saygın");
        }
        else if (comboBox1.SelectedItem == "Üroloji")
        {
            comboBox2.Items.Add("Mustafa Karakan");
            comboBox2.Items.Add("Faik Ezber");
            comboBox2.Items.Add("Abdullah Seyfi");
        }
        //else
        //{
        //    comboBox2.Items.Add("Bölüm seçimi yapınız!");
        //}
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "08:00";
        button2.Enabled = false;
        button2.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "08:30";
        button3.Enabled = false;
        button3.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "09:00";
        button4.Enabled = false;
        button4.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "09:30";
        button5.Enabled = false;
        button5.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "10:00";
        button6.Enabled = false;
        button6.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "10:30";
        button7.Enabled = false;
        button7.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "11:00";
    }

```

```
        button8.Enabled = false;
        button8.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "11:30";
        button9.Enabled = false;
        button9.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "13:00";
        button10.Enabled = false;
        button10.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "13:30";
        button11.Enabled = false;
        button11.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "14:00";
        button12.Enabled = false;
        button12.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "14:30";
        button13.Enabled = false;
        button13.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "15:00";
        button14.Enabled = false;
        button14.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "15:30";
        button15.Enabled = false;
        button15.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Text = "16:00";
        button16.Enabled = false;
        button16.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
    {
```

```

        textBox2.Text = "16:30";
        button17.Enabled = false;
        button17.BackColor = Color.Gray;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        panel4.Refresh();
        giris.Aconnection.Open();
        string sqlText = "INSERT INTO RandevuTablo
(rtc,rbolum,rdoktor,rtarih,rsaat) values ('" + maskedTextBox1.Text.ToString() + "','"
+ comboBox1.Text.ToString() + "','" + comboBox2.Text.ToString() + "','" +
dateTimePicker1.Text.ToString() + "','" + textBox2.Text.ToString() + "')";

        OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand(sqlText, giris.Aconnection);
        AccessCommand.ExecuteNonQuery();
        giris.Aconnection.Close();

        if (dataGridView1.DataSource == null)
        {
            RandevuEkrani_Load(sender, e);
        }

        dataGridView1.Rows.Add(maskedTextBox1.Text.ToString(),
comboBox1.Text.ToString(), comboBox2.Text.ToString(), dateTimePicker1.Text.ToString(),
textBox2.Text.ToString());

        MessageBox.Show("Randevunuz Başarıyla Kaydedildi");

        comboBox1.Refresh();
        comboBox2.Refresh();
        textBox2.Clear();
        button3.Refresh();
        button4.Refresh();
        button5.Refresh();
        button6.Refresh();
        button7.Refresh();
        button8.Refresh();
        button8.Refresh();
        button9.Refresh();
        button10.Refresh();
        button11.Refresh();
        button12.Refresh();
        button13.Refresh();
        button14.Refresh();
        button15.Refresh();
        button16.Refresh();
        button17.Refresh();
    }

    private void button19_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //dgvSettings dgv1 = new dgvSettings();
        //dgv1.clr(dataGridView1);
        giris.Aconnection.Open();
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

```

```

        {
            label7.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
            label8.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }

        private void panel4_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {

        }

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

```

```

namespace proje_otomasyon

```

```

{
    public partial class kayitsecim : Form
    {
        public kayitsecim()
        {
            InitializeComponent();

            //KAYIT SEÇİM PANELİ

            private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                giris giris_new = new giris();
                giris_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                hasta_kayit hasta_kayit_new = new hasta_kayit();
                hasta_kayit_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                doktor_kayit doktor_kayit_new = new doktor_kayit();
                doktor_kayit_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void kayitsecim_Load(object sender, EventArgs e)
            {

```

```

        timer1.Start();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label2.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label3.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

```

```

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class hasta_kayit : Form
    {
        public hasta_kayit()
        {
            InitializeComponent();

            //HASTA KAYIT PANELİ

            giris giris = new giris();
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");

            private void hasta_kayit_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                timer1.Start();
                //this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
            }

            private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
            {
            }

            private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
            {
                kayitsecim kayitsecim_new = new kayitsecim();
                kayitsecim_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    giris.Aconnection.Open();

    string sqlText = "INSERT INTO HasTablo
(hadi,hsoyadi,hbabaadi,hanneadi,hmail,hcinsiyet,hkan,hdyeri,htc,hdtarihi,hcepno,hparola,hadres) values ('" + textBox1.Text.ToString() + "','" + textBox2.Text.ToString() +
 "','" + textBox3.Text.ToString() + "','" + textBox4.Text.ToString() + "','" +
textBox5.Text.ToString() + "','" + comboBox1.Text.ToString() + "','" +
comboBox2.Text.ToString() + "','" + comboBox3.Text.ToString() + "','" +
maskedTextBox1.Text.ToString() + "','" + maskedTextBox2.Text.ToString() + "','" +
maskedTextBox3.Text.ToString() + "','" + textBox6.Text.ToString() + "','" +
richTextBox1.Text.ToString() + "')";

    OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand(sqlText, giris.Aconnection);
    AccessCommand.ExecuteNonQuery();
    giris.Aconnection.Close();

    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    textBox3.Clear();
    textBox4.Clear();
    textBox5.Clear();
    comboBox1.Refresh();
    comboBox2.Refresh();
    comboBox3.Refresh();
    maskedTextBox1.Clear();
    maskedTextBox2.Clear();
    maskedTextBox3.Clear();
    textBox6.Clear();
    richTextBox1.Clear();

    this.Hide();
    MessageBox.Show("Kayıt Başarıyla Eklendi.");
    giris giris_new = new giris();
    giris_new.Show();
    this.Hide();
}

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox1.CheckState == CheckState.Checked)
    {
        textBox6.UseSystemPasswordChar = true;
        checkBox1.Text = "Gizle";
    }
    else if (checkBox1.CheckState == CheckState.Unchecked)
    {
        textBox6.UseSystemPasswordChar = false;
        checkBox1.Text = "Göster";
    }
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label16.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label17.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}
}

using System;

```

```

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class doktor_kayit : Form
    {
        public doktor_kayit()
        {
            InitializeComponent();

            //DOKTOR KAYIT PANELİ

            // OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
            //OleDbConnection Aconnection = new
            OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
            Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");

            giris giris = new giris();

            private void doktor_kayit_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                timer1.Start();
            }

            private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
            {
                kayitsecim kayitsecim_new = new kayitsecim();
                kayitsecim_new.Show();
                this.Hide();
            }

            private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
            {
                giris.Aconnection.Open();

                string sqlText = "INSERT INTO DoktorTablo
                (disim,dsoyisim,dtelefon,dmail,dte,dbrans,dsifre) values ('" +
                textBox1.Text.ToString() + "','" + textBox2.Text.ToString() + "','" +
                maskedTextBox3.Text.ToString() + "','" + textBox3.Text.ToString() + "','" +
                maskedTextBox1.Text.ToString() + "','" + comboBox1.Text.ToString() + "','" +
                textBox4.Text.ToString() + "')";

                OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand(sqlText, giris.Aconnection);
                AccessCommand.ExecuteNonQuery();
                giris.Aconnection.Close();

                textBox1.Clear();
                textBox2.Clear();
                textBox2.Clear();
                maskedTextBox3.Clear();
                maskedTextBox1.Clear();
            }
        }
    }
}

```



```

        textBox4.Clear();
        comboBox1.Refresh();
        this.Hide();
        MessageBox.Show("Kayıt Başarıyla Eklendi.");
        giris giris_new = new giris();
        giris_new.Show();
        this.Hide();
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (checkBox1.CheckState == CheckState.Checked)
        {
            textBox4.UseSystemPasswordChar = true;
            checkBox1.Text = "Gizle";
        }
        else if (checkBox1.CheckState == CheckState.Unchecked)
        {
            textBox4.UseSystemPasswordChar = false;
            checkBox1.Text = "Göster";
        }
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label8.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
        label9.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace proje_otomasyon
{
    public partial class iletisim : Form
    {
        public iletisim()
        {
            InitializeComponent();
        }
        giris giris = new giris();

        //İLETİŞİM

        //OleDbConnection Aconnection = new
        OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
        Source=C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
        //OleDbConnection Aconnection = new
        OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
        Source=C:\\databasesonunsonu\\hastane_otomasyonu_yeni.mdb");
    }
}

```

```

private void iletisim_Load(object sender, EventArgs e)
{
    timer1.Start();
}

private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
}

private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    giris giris_new = new giris();
    giris_new.Show();
    this.Hide();
}

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    giris.Aconnection.Open();

    string sqlText = "INSERT INTO IletisimTablo (iad,isoyad,imail,italep)
values ('" + textBox1.Text.ToString() + "','" + textBox2.Text.ToString() + "','" +
textBox3.Text.ToString() + "','" + textBox4.Text.ToString() + "')";

    OleDbCommand AccessCommand = new OleDbCommand(sqlText, giris.Aconnection);
    AccessCommand.ExecuteNonQuery();
    giris.Aconnection.Close();
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    textBox3.Clear();
    textBox4.Clear();
    MessageBox.Show("Talep veya Şikayetiniz alınmıştır. En kısa zamanda size
dönüş yapılacaktır.");
    giris giris_new = new giris();
    giris_new.Show();
    this.Hide();
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label6.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label7.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.Net.Mail;

namespace proje_otomasyon
{

```

```

public partial class sifre : Form
{
    giris giris = new giris();
    public sifre()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // ŞİFRE PANELİ

    private void sifre_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Start();
        Random rastgele = new Random();
        int sayi = rastgele.Next(1000, 9999);
        yeniS.Text = sayi.ToString();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        panel2.Visible = false;
        panel1.Visible = true;

        kontrol.Text = "1";
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        panel1.Visible = true;
        panel2.Visible = false;
        kontrol.Text = "2";
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        panel2.Visible = true;
        panel1.Visible = false;
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            if (textBox1.Text != "")
            {
                if (kontrol.Text == "1")
                {
                    if (gis.Aconnection.State == ConnectionState.Open)
                        gis.Aconnection.Close();
                    gis.Aconnection.Open();

                    OleDbCommand a = new OleDbCommand();
                    a.Connection = gis.Aconnection;
                    a.CommandText = ("Select DoktorTablo.dmail from DoktorTablo
where dmail=2");

                    a.Parameters.AddWithValue("@q", textBox1.Text);
                    OleDbDataReader read = a.ExecuteReader();
                    /*
                    SqlCommand a = new SqlCommand("select doktorlar.doktor_eposta
from doktorlar where doktor_eposta=@q ", gis.Aconnection);
                    a.Parameters.AddWithValue("@q", textBox1.Text);
                    SqlDataReader oku = a.ExecuteReader();

```

```

        */
        if (read.Read())
        {
            SmtpClient Kaynak = new SmtpClient();
            Kaynak.Credentials = new
System.Net.NetworkCredential("odev@gmail.com", "deneme_12");
            Kaynak.Host = "smtp.gmail.com";
            Kaynak.Port = 587;
            MailAddress Giden = new MailAddress("odev@gmail.com", "HO
Admin");

            MailMessage Mesaj = new MailMessage();
            Mesaj.From = Giden;
            Mesaj.To.Add(textBox1.Text);
            Mesaj.Subject = label1.Text;
            Mesaj.Body = yeniS.Text;
            Mesaj.IsBodyHtml = true;
            Kaynak.EnableSsl = true;
            Kaynak.Send(Mesaj);
            kontrol2.Text = "2";
            MessageBox.Show("Yeni Şifreniz Mailinize Gönderilmiştir");
            giris.Aconnection.Close();

        }
        else
            MessageBox.Show("Böyle bir e-posta sistemde kayıtlı
değil");

        if (kontrol2.Text == "2")
        {
            giris.Aconnection.Open();
            OleDbCommand q = new OleDbCommand();
            q.Connection = giris.Aconnection;
            q.CommandText = ("update DoktorTablo set dsifre=@a where
dmail=@eposta ");

            q.Parameters.AddWithValue("@a", textBox1.Text);
            q.ExecuteReader();
            /*
            SqlCommand q = new SqlCommand("update doktorlar set
sifre=@a where doktor_eposta=@eposta ", giris.Aconnection);
            q.Parameters.AddWithValue("@eposta", textBox1.Text);
            q.Parameters.AddWithValue("@a", yeniS.Text);
            q.ExecuteNonQuery();
            */
            giris.Aconnection.Close();
            this.Close();
        }
    }

    if (kontrol.Text == "2")
    {
        if (giris.Aconnection.State == ConnectionState.Open)
            giris.Aconnection.Close();
        giris.Aconnection.Open();

        OleDbCommand a = new OleDbCommand();
        a.Connection = giris.Aconnection;
        a.CommandText = ("Select HasTablo.hmail from HasTablo where
hmail=@q");

        a.Parameters.AddWithValue("@q", textBox1.Text);
        OleDbDataReader read = a.ExecuteReader();
        /*

```

```

        SqlCommand a = new SqlCommand("select hastalar.Hasta_ePosta
from hastalar where Hasta_ePosta=@q ", giris.Aconnection);
        a.Parameters.AddWithValue("@q", textBox1.Text);
        SqlDataReader oku = a.ExecuteReader();
        */
        if (read.Read())
        {
            SmtpClient Kaynak = new SmtpClient();
            Kaynak.Credentials = new
System.Net.NetworkCredential("odev@gmail.com", "deneme_12");
            Kaynak.Host = "smtp.gmail.com";
            Kaynak.Port = 587;
            MailAddress Giden = new MailAddress("odev@gmail.com", "HO
Admin");

            MailMessage Mesaj = new MailMessage();
            Mesaj.From = Giden;
            Mesaj.To.Add(textBox1.Text);
            Mesaj.Subject = label1.Text;
            Mesaj.Body = yeniS.Text;
            Mesaj.IsBodyHtml = true;
            Kaynak.EnableSsl = true;
            Kaynak.Send(Mesaj);
            kontrol2.Text = "2";
            MessageBox.Show("Yeni Şifreniz Mailinize Gönderilmiştir");
            giris.giris = new giris();
            giris.Aconnection.Close();

        }
        else
            MessageBox.Show("Böyle bir e-posta sistemde kayıtlı
değil");

        if (kontrol2.Text == "2")
        {
            giris.Aconnection.Open();

            OleDbCommand q = new OleDbCommand();
            q.Connection = giris.Aconnection;
            q.CommandText = ("update HasTablo set hparola=@a where
hmail=@eposta ");

            q.Parameters.AddWithValue("@a", textBox1.Text);
            q.ExecuteReader();
            /*
            SqlCommand q = new SqlCommand("update doktorlar set
Hasta_parola=@a where Hasta_ePosta=@eposta ", giris.Aconnection);
            q.Parameters.AddWithValue("@eposta", textBox1.Text);
            q.Parameters.AddWithValue("@a", yeniS.Text);
            q.ExecuteNonQuery();
            */
            giris.Aconnection.Close();
            this.Close();
        }
    }
    else
        MessageBox.Show("Lütfen bir e-posta giriniz.");
}
catch
{

```

```
        MessageBox.Show("Yeni Şifreniz Mailinize Gönderilmiştir");
    }
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    label3.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    giris giris_new = new giris();
    giris_new.Show();
    //this.Hide();
}
}
```